



KATALÓG KONCENTRÁTOROV



KATALÓG

KONCENTRÁTOROV

Koncentrátor CA-VH5

Koncentrátor CA-HG



Koncentrátor CA-V

Koncentrátor CA-PHT10

KONCENTRÁTOR CA-VH5



Model	CA-VH5
Prietoková rýchlosť (L/min)	0-5 L/min
Spotreba energie (W)	400W
Prevádzkové napätie	230V 50/60Hz
Koncentrácia (%)	>90%
Výstupný tlak (Mpa)	0.04-0.08 MPa
Úroveň zvuku (dB)	<48 dB
Elektrická kategória	Trieda II Typ BF
Čistá hmotnosť (kg)	17 kg
Dimenzia (mm)	W375xD252xH574 mm
Alarm výpadku napájania	Keď sa stroj vypne, spustí sa vizuálny alarm
Teplotný alarm	Keď má stroj viac ako 46 °C, spustí sa viz. alarm
Alarm poruchy tlaku	Keď je nízky vzduchový tlak, spustí sa viz. alarm
Rozprašovanie	Rozprašovanie častíc <5μ dosiahne 90%; výstupný tlak >0.1 Mpa
Alarm nízkej čistoty	Keď je čistota <82% (+3), spustí sa viz. alarm

KONCENTRÁTOR

CA-HG



Model	CA-HG 5	CA-HG 10
Spotreba energie (W)	390	480
Prevádzkové napätie	230V 50/60Hz	
Prietoková rýchlosť (L/min)	0-5 L/min	0-10 L/min
Koncentrácia (%)	>90	
Výstupný tlak (Mpa)	0.04-0.08	
Úroveň zvuku (dB)	<45	<50
Elektrická kategória	Trieda II Typ BF	
Produktová kategória	Trieda II b	
Čistá hmotnosť (kg)	27	30
Dimenzia (mm)	W400xD365xH650	
IP klasifikácia	IP 21	
Funkcia aerosólovej masky (voliteľná funkcia)	<5 dosahuje 90 % len pre typ rozprašovania	
Funkcia kyslíkovej masky (voliteľná funkcia)	Keď je čistota kyslíka nižšia ako 82 %, spustí sa alarm (len pre typ alarmu čistoty kyslíka)	

KONCENTRÁTOR CA-V



Model	CA-V8
Spotreba energie (W)	650
Prevádzkové napätie	230V 50/60Hz
Prietoková rýchlosť (L/min)	0-8 L/min
Koncentrácia (%)	>90
Výstupný tlak (Mpa)	0.04-0.08
Úroveň zvuku (dB)	<50
Elektrická kategória	Trieda II Typ BF
Produktová kategória	Trieda II a
Čistá hmotnosť (kg)	24
Dimenzia (mm)	W390xD337xH620
IP klasifikácia	IP 21
Funkcia aerosólovej masky (voliteľná funkcia)	<5 dosahuje 90 % len pre typ rozprašovania
Funkcia kyslíkovej masky (voliteľná funkcia)	Keď je čistota kyslíka nižšia ako 82 %, spustí sa alarm (len pre typ alarmu čistoty kyslíka)

KONCENTRÁTOR CA-PHT10



Názov	prenosný koncentrátor kyslíka
Model	CA-HPT10
Pulzná prevodovka	prevodovka 1-5
Koncentrácia	>90% (po 5 minútach chodu)
Úroveň zvuku (dB)	<58dB (A)
Decibel alarmu	>60dB (A)
Nominálny výkon kyslíka	1-5 L/min
Napájanie striedavým prúdom (AC)	AC: 220V 50Hz
Batéria	DC: 14.8V 6.4Ah 95Wh
Výdrž batérie	Pri prevodovom stupni 1 sa nepretržite používa 4 hodiny; Pri prevodovom stupni 5 nepretržite 1,5 hodiny
Čas nabjania batérie	Nie viac ako 4 hodiny



RIMAVSKÁ SOBOTA
Malohontská 2594
+421 907 663 257
info@oxymedic.sk
oxymedic.sk