



# KONCENTRÁTOROK KATALÓGUSA



# **KONCENTRÁTOROK KATALÓGUSA**

**Koncentrátor CA-VH5**

**Koncentrátor CA-HG**



**Koncentrátor CA-V**

**Koncentrátor CA-PHT10**

# KONCENTRÁTOR CA-VH5



Model	CA-VH5
Áramlási sebesség (L/min)	0-5 L/min
Energiafogyasztás (W)	400W
Működési feszültség	230V 50/60Hz
Koncentráció (%)	>90%
Kimeneti nyomás (Mpa)	0.04-0.08 MPa
Hangszint (dB)	<48 dB
Elektromos kategória	Osztály II Typ BF
Nettó súly (kg)	17 kg
Méret (mm)	W375xD252xH574 mm
Áramkimaradás riasztás	A gép kikapcsolásakor vizuális riasztás történik.
Hőmérséklet riasztás	Ha a gép hőmérséklete meghaladja a 46 °C-ot, riasztás lép életbe.
Nyomáshiba riasztás	Ha a légnyomás alacsony, riasztás lép életbe.
Permetezés	A részecskék porlasztása <5μ eléri a 90%-ot; kimeneti nyomás >0,1 Mpa
Alacsony tisztasági riasztás	Ha a tisztaság <82% (+3), riasztás lép életbe.

# KONCENTRÁTOR

## CA-HG



Model	CA-HG 5	CA-HG 10
Energifogyasztás (W)	390	480
Működési feszültség	230V 50/60Hz	
Áramlási sebesség (L/min)	0-5 L/min	0-10 L/min
Koncentráció (%)	>90	
Kimeneti nyomás (Mpa)	0.04-0.08	
Hangszint (dB)	<45	<50
Elektromos kategória	Osztály II Typ BF	
Termék kategória	Osztály II b	
Nettó súly (kg)	27	30
Méret (mm)	W400xD365xH650	
IP-osztályozások	IP 21	
Aeroszol maszk funkció (opcionális funkció)	<5 eléri a 90%-ot csak permetezés esetén	
Oxigénmaszk funkció (opcionális funkció)	Ha az oxigén tisztasága 82%-nál kisebb, riasztás lép életbe (csak az oxigéntisztasági riasztás típus esetén).	

# KONCENTRÁTOR CA-V



Model	CA-V8
Energiafogyasztás (W)	650
Működési feszültség	230V 50/60Hz
Áramlási sebesség (L/min)	0-8 L/min
Koncentráció (%)	>90
Kimeneti nyomás (Mpa)	0.04-0.08
Hangszint (dB)	<50
Elektromos kategória	Osztály II Typ BF
Termék kategória	Osztály II a
Nettó súly (kg)	24
Méret (mm)	W390xD337xH620
IP-osztályozás	IP 21
Aeroszol maszk funkció (opcionális funkció)	<5 eléri a 90%-ot csak permetezés esetén
Oxigénmaszk funkció (opcionális funkció)	Ha az oxigén tisztasága 82%-nál kisebb, riasztás lép életbe (csak az oxigéntisztasági riasztás típus esetén).

# KONCENTRÁTOR CA-PHT10



Név	hordozható oxigénkoncentrátor
Model	CA-HPT10
Impulzus átvitel	sebességváltó 1-5
Koncentráció	>90% (5 perc futás után)
Hangszint (dB)	<58dB (A)
Decibel riasztó	>60dB (A)
Névleges oxigén kimenet	1-5 L/min
Váltóáramú (AC) tápegység	AC: 220V 50Hz
Akkumulátor	DC: 14.8V 6.4Ah 95Wh
Akkumulátor élettartama	Az 1. fokozatban 4 órán keresztül folyamatosan használják; 5-ös fokozatban folyamatosan 1,5 órán keresztül.
Akkumulátor töltési idő	Legfeljebb 4 óra



---

RIMAVSKÁ SOBOTA  
Malohontská 2594  
+421 907 663 257  
info@oxymedic.sk  
oxymedic.sk